

## Reinigen van de vernevelaar

Verwijder na elke verneveling de resterende vloeistof uit het reservoir, om bacteriegroei te voorkomen.

Reinig elke dag het reservoir door af te spoelen onder stromend water en te laten drogen aan de lucht. Het mondstuk (masker of pijpje) wordt gereinigd met lauw water en zeep. Steeds goed naspoelen en laten drogen aan de lucht.

## Bewaring

De inhalatievloeistof niet blootstellen aan hoge temperaturen zoals direct zonlicht, verwarmings-toestel of aan vrieskou.

Het mondstuk (masker of pijpje) en het reservoir bewaart u op een droge koele plaats, zodat deze goed kunnen uitdrogen.



[www.azstlucas.be](http://www.azstlucas.be)

vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

campus Sint-Lucas  
Groenebriel 1, 9000 Gent

campus Volkskliniek  
Tichelrei 1, 9000 Gent

tel. 09-224 61 11  
[info@azstlucas.be](mailto:info@azstlucas.be)



Sint-Lucas

info



## > De vernevelaar

i.s.m. Sabrina De Vos, studente Bachelor in de Verpleegkunde, afstudeerrichting Ziekenhuisverpleegkunde, 2005 – 2006, Hogeschool Gent



## Doel

De toediening van geneesmiddelen via inhalatie is de meest efficiënte techniek om longaandoeningen te behandelen. Via inhalatie kan u uw ademhalingsklachten voorkomen, beperken of opheffen. Het adequaat gebruiken van de inhalatie is fundamenteel voor het welslagen van uw therapie, omdat het geneesmiddel rechtstreeks in de longen terechtkomt. Op die manier trachten we een zo hoog mogelijke afzetting van medicatie te bekomen in de juiste zones van de longen, met een snelle werking als gevolg.

## Gebruiksmethode

1. Sluit het masker of mondpijpje met de leiding aan op de compressor. Steek de stekker in het stopcontact.
2. De voorgeschreven medicatie doet u in het reservoir (onderaan het masker of mondpijpje).
3. Neem een comfortabele houding aan: een rechtopzittende houding in de zetel of een half-rechtopzittende houding met gebogen knieën (met behulp van een kussen) in bed.
4. Zet de compressor aan. De verneveling is zichtbaar onder de vorm van damp.
5. Plaats het masker over uw mond en neus of plaats het mondpijpje tussen de tanden en sluit uw lippen er omheen.
6. Houd de vernevelaar steeds rechtop, zodat u een gelijkmatige nevel krijgt.
7. Adem rustig in en uit langs de mond tijdens de verneveling. Vermijd praten, want dit verstoort de verneveling.
8. Na tien minuten mag u de verneveling stoppen. Zet uw toestel uit en verwijder het masker of mondpijpje van de mond.
9. Spoel uw mond grondig met water, zodat er geen medicatie in de mond achterblijft. Het water niet doorslikken.
10. Bij hinderlijke effecten of klachten raadpleeg uw arts of apotheker.