

Reinigen van de inhalator

U kan het mondstuk en de capsule-opening reinigen met een droge doek om achtergebleven poeder te verwijderen. U kan ook een proper, zacht borsteltje gebruiken.

Bewaring

Bewaar de capsules voor de Aerolizer op een droge plaats, in de blister. Laat de capsules in de blister tot juist voor het gebruik. Gebruik de capsules enkel met de Aerolizer, nooit inslikken.



www.azstlucas.be

vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

campus Sint-Lucas
Groenebriel 1, 9000 Gent

campus Volkskliniek
Tichelrei 1, 9000 Gent

tel. 09-224 61 11
info@azstlucas.be



Sint-Lucas

info



> De Aerolizer

i.s.m. Sabrina De Vos, studente Bachelor in de Verpleegkunde, afstudeerrichting Ziekenhuisverpleegkunde, 2005 – 2006, Hogeschool Gent



Doel

De toediening van geneesmiddelen via inhalatie is de meest efficiënte techniek om longaandoeningen te behandelen. Via inhalatie kan u uw ademhalingsklachten voorkomen, beperken of opheffen. Het adequaat gebruiken van de inhalatie is fundamenteel voor het welslagen van uw therapie omdat het geneesmiddel rechtstreeks in de longen terecht komt. Op deze manier trachten we een zo hoog mogelijke afzetting van medicatie te bekomen in de juiste zones van de longen, met een snelle werking als gevolg.

Gebruiksmethode

1. Neem een comfortabele houding aan, d.w.z. rechtstaand of in een rechtopzittende houding in de zetel of op een stoel.
2. Verwijder het beschermkapje door recht naar boven te trekken (figuur 1).
3. Open het mondstuk door er aan te draaien (figuur 2).
4. Neem een capsule uit de blister en plaats die in de daarvoor voorziene opening (figuur 3).
5. Draai het mondstuk terug dicht.
6. U doorprik de capsule door de knoppen onderaan volledig in te drukken (figuur 4).
7. Hou de Aerolizer zo ver mogelijk van u verwijderd en adem diep uit.
8. Als u volledig uitgeademd hebt, plaats dan het mondstuk tussen uw lippen en hou uw hoofd lichtjes achterover tijdens de langzame diepe inademing (figuur 5). Let erop dat u de capsule hoort rollen tijdens de inademing. Indien dit niet het geval is, kan het er op wijzen dat de capsule geblokkeerd zit en dient u deze los te maken. Let erop dat u niet langs de neus inademt.
9. Houd uw adem gedurende tien seconden in en verwijder de inhalator van uw mond en adem langzaam uit.
10. Herhaal de stappen zeven tot en met negen, zo bent u zeker dat de capsule leeg is.
11. Draai het mondstuk terug open en verwijder de lege capsule. Sluit daarna terug het mondstuk en breng de beschermkap terug aan (figuur 6).
12. Spoel uw mond grondig met water, niet doorslikken. Zodat er geen medicatie in de mond achterblijft.
13. Raadpleeg uw arts of apotheker bij hinderlijke effecten of klachten.



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4




fig. 5



fig. 6